# Pointe à filtre graduée XL de 200 µl / à large orifice, en rack (stérile)



**Points forts**

- Pointe à grand orifice idéale pour le pipetage de macromolécules et d’échantillons visqueux
- Compatibles avec un large éventail de pipettes
- Certifiées
- Orifice intérieur de 1,0 mm
- Livrée dans un rack pratique qui s’ouvre en appuyant dessus

## Applications du produit

Séquençage de nouvelle génération. Culture cellulaire. Sciences des plantes.

STARLAB se réserve le droit d'apporter des modifications à tout moment et sans préavis. Le contenu et la conception de ce PDF sont protégés par les lois nationales et internationales sur les droits d'auteur et sont la propriété de STARLAB International GmbH. Toute duplication, édition, distribution et tout type d'utilisation et d'utilisation de ce contenu PDF dans des systèmes électroniques, des médias en ligne et / ou des bibliothèques ou des bases de données similaires nécessitent l'accord préalable de STARLAB International GmbH.

**Starlab France SAS**
30 Rue Jean Rostand
91400 Orsay
Email: info@starlab.fr

## Données generales

| | |
|---|---|
| Réf. | E1011-7420 |
| Longueur | 91.1 mm |
| Stérile | Oui |
| Autoclavable | Non |
| Pointe de filtre | Filtre |
| Volume | 200 µl |
| Taille de pack | 192 Pointes (2 Racks × 96 Pointes) |
| Type de pointe | orifice large XL |
| Matériau | Polypropylène |
| Sans ADN | Oui |
| Sans DNase | Oui |
| Sans endotoxines | Oui |
| Sans inhibiteurs de PCR | Oui |
| Sans pyrogènes | Oui |
| Sans RNase | Oui |
| Graduations | Oui |
| Couleur | Naturel |

STARLAB se réserve le droit d'apporter des modifications à tout moment et sans préavis. Le contenu et la conception de ce PDF sont protégés par les lois nationales et internationales sur les droits d'auteur et sont la propriété de STARLAB International GmbH. Toute duplication, édition, distribution et tout type d'utilisation et d'utilisation de ce contenu PDF dans des systèmes électroniques, des médias en ligne et / ou des bibliothèques ou des bases de données similaires nécessitent l'accord préalable de STARLAB International GmbH.

**Starlab France SAS**
30 Rue Jean Rostand
91400 Orsay
Email: info@starlab.fr

| | |
|---|---|
| Pour utilisation avec | **Abimed:** BioPette-E, Discovery Comfort, LABMATE Optima<br>**Biohit®:** eLine, ePet, mLine, Picus, Proline<br>**BRAND®:** Transferpette, Transferpette Electronic, Transferpette Pro, Transferpette S<br>**Capp®:** CappAero Comfort, CappAero Multi, CappAero Universal, Capp Bravo, Capptronic Multi, Capptronic Single, ecopipette, Singlechannel<br>**Eppendorf®:** Reference, Reference 2, Research, Research 3 neo, Research plus, Research pro, Xplorer<br>**Gilson®:** Pipetman Concept, Pipetman Neo, Pipetman P, Pipetman Ultra<br>**Hamilton®:** SoftGrip Pipette, SofTouch<br>**HTL:** Clinipet+, Discovery Comfort, Discovery Pro, Labmate Pro, Optipette<br>**Nichiryo®:** 00-NP7, 50F, NLE, NPLO, NPX<br>**Rainin®:** Classic, EDP1, EDP-3 Plus, Pipet-Lite, Pipet-Plus<br>**Sartorius®:** eLine, mLine, Picus, Picus NxT, Proline, Proline Plus, Tacta<br>**Socorex®:** Acura 815 manual, Acura 825, Acura electro 925, Calibra digital<br>**STARLAB®:** ErgoOne, ErgoOne E, MicroOne, StarPet, StarPet-E<br>**Thermo Fisher Scientific Inc.:** Finn Focus, Finnpipette Digital, Finnpipette F1/F2, Finnpipette Novus |

STARLAB se réserve le droit d'apporter des modifications à tout moment et sans préavis. Le contenu et la conception de ce PDF sont protégés par les lois nationales et internationales sur les droits d'auteur et sont la propriété de STARLAB International GmbH. Toute duplication, édition, distribution et tout type d'utilisation et d'utilisation de ce contenu PDF dans des systèmes électroniques, des médias en ligne et / ou des bibliothèques ou des bases de données similaires nécessitent l'accord préalable de STARLAB International GmbH.

**Starlab France SAS**
30 Rue Jean Rostand
91400 Orsay
Email: info@starlab.fr

# Plus d'informations sur Pointe à filtre graduée XL de 200 µl / à large orifice, en rack (stérile)

› Protège les échantillons délicats contre les forces de cisaillement
› Élimine la fragmentation des cellules causée par le cisaillement mécanique
› Maintien de l’intégrité de l’ADN de poids moléculaire élevé, comme l’ADNg ou l’ADNr
› Pipetage de solutions visqueuses telles que la glycérine, le Triton™ X100, le sang, le lait, le sirop, etc.

STARLAB se réserve le droit d'apporter des modifications à tout moment et sans préavis. Le contenu et la conception de ce PDF sont protégés par les lois nationales et internationales sur les droits d'auteur et sont la propriété de STARLAB International GmbH. Toute duplication, édition, distribution et tout type d'utilisation et d'utilisation de ce contenu PDF dans des systèmes électroniques, des médias en ligne et / ou des bibliothèques ou des bases de données similaires nécessitent l'accord préalable de STARLAB International GmbH.

**Starlab France SAS**
30 Rue Jean Rostand
91400 Orsay
Email: info@starlab.fr